

## سوالات متداول

۱. برای دستگاه تست قند خون آوان، از چه نوار تستی می توانم استفاده کنم؟  
فقط نوار تست قند خون برند آوان. (برای هر دستگاه تست قند خون، فقط نوار تست همان برند قابل استفاده است).
۲. لانس (سوزن) مناسب برای قلم خونگیری را چگونه انتخاب کنم؟  
تمام لانس ها (سوزن های) چهارپر موجود در بازار با قلم خونگیری آوان همخوانی دارند.
۳. سائز مناسب باتری برای دستگاه تست قند خون آوان چه سائزی است؟ آیا دستگاه با برق هم کار می کند؟  
باتری ۳ ولت سکه ای، سائز ۲۰۳۲ / دستگاه فقط با باتری کار می کند و درگاه USB صرفاً جهت تبادل اطلاعات است.
۴. تنظیمات اولیه دستگاه به چه صورت است؟  
با مراجعه به صفحات ۸ تا ۱۴ دفترچه راهنما می توانید تنظیمات اولیه دستگاه را انجام دهید.
۵. اعداد روی قلم خونگیری چه کاربردی دارد؟  
جهت تنظیم عمق نفوذ سوزن در نظر گرفته شده.  
۰ و ۱ برای پوست های حساس  
۲ و ۳ برای پوست های با ضخامت معمولی  
۴ و ۵ برای پوست های ضخیم
۶. چگونه می توانم گارانتی دستگاه را فعال کنم؟  
به سایت [www.afzare.com](http://www.afzare.com) مراجعه نموده از منو پشتیبانی، وارد بخش ثبت گارانتی شوید.
۷. چگونه می توانم به فیلم آموزشی نحوه استفاده از دستگاه آوان دسترسی داشته باشم؟  
به سایت [www.afzare.com](http://www.afzare.com) مراجعه نموده از منو پشتیبانی، وارد بخش مرکز دانلود شوید.
۸. از نوارهای تست و لانس ها (سوزن های خونگیری) چند بار می توانم استفاده کنم؟  
فقط یک بار
۹. چگونه می توانم به چک لیست خطاها دسترسی داشته باشم؟  
چک لیست خطاها داخل جعبه دستگاه قرار دارد.

۱۰. بهترین زمان برای اندازه گیری قند خون چه موقع است؟

ناشتا (قبل از صبحانه که معمولا ۸ تا ۱۰ ساعت در نظر گرفته می شود) و دو ساعت بعد از هر وعده غذایی. در صورت دریافت جدول از پزشک، طبق ساعات درخواست شده توسط ایشان.